



HYDROGEN GENERATOR

EXCELLENT FOR ANY LABORATORY APPLICATION

Ideale per ogni applicazione di laboratorio

- **Absolute Purity of the Gas**
Purezza assoluta del Gas
- **Easy to use**
Facile da usare
- **Low Consumption**
Basso consumo
- **Plug & Play System**
Sistema Plug & Play
- **No maintenance**
Nessuna manutenzione
- **Remotely controllable**
Controllabile da remoto



TECHNOLOGY
BY ERREDUE




La versione “D” dei generatori di Idrogeno **MARS** è dotata di un essiccatore autorigenerante di tipo TSA che non necessita di manutenzione.

MARS	150 N	150 D	250 N	250 D	400 N	400 D	600 N	600 D	800 N	800 D	1000 N	1000 D	1200 N	1200 D
DIMENSIONI L X H X P (MM)	225 x 422 x 390													
PESO (KG)	17	20	17	20	17	20	22.5	25.5	22.5	25.5	25	28,5	25	28,5
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V.)	230 / 110 Vac													
FREQUENZA ALIMENTAZIONE	50 / 60 Hz													
CONSUMO MAX (W)	110	170	140	200	190	250	265	325	315	375	340	400	410	460
PORTATA MAX (NML/MIN)	150		250		400		600		800		1000		1200	
PRESSIONE MAX (BAR(G))	10													



DON'T BUY GAS **GENERATE IT!**



MARS generators are entirely designed and manufactured in Italy by:
I generatori MARS sono interamente progettati e fabbricati in Italia da:

RR
ErreDue
ON SITE GAS GENERATORS

ErreDue spa
Via G. Gozzano, 3 - 57121 Livorno Italy
Tel. +39 0586 444066
Fax +39 0586 444212
Email: info@erreduegas.it

www.erreduegas.it



Distribuito da / Distributed by: